


# MESSBLATT FÜR

EASYBELT® LÉGÈRE • EASYBELT® • DIGIBELT® CONFORT • DIGIBELT®

Den Patienten auf dem Rücken platzieren, das Maßband unter den Rücken legen und das Band in Taillenhöhe (unter leichtem Zug) justieren und ablesen.



Größe	Tailenumfang in cm
<b>1</b>	66 / 76
<b>2</b>	77 / 87
<b>3</b>	88 / 98
<b>4</b>	99 / 109
<b>5</b>	110 / 120
<b>6</b>	121 / 131
<b>7</b>	132 / 142
<b>8</b>	143 / 153
<b>9</b>	154 / 164

		Easybelt® Légère	Easybelt®	Digibelt® Confort	Digibelt® Légère	Stomibelt® Légère
<b>Höhe</b> in cm	<b>16</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
	<b>18</b>	<del></del>	<del></del>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<del></del>
	<b>25</b>	<del></del>	<del></del>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>
	<b>26</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
	<b>32</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<del></del>	<del></del>	<del></del>
	<b>33</b>	<del></del>	<del></del>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>

